



# ESTUFA DE CULTIVO

ESTUFA ELECTRICA DE CULTIVO. (INCUBADORA).

## INFORMACION GENERAL

- Operación: **Circulación forzada**, o **Convección por gravedad**.
- Cámara en acero inoxidable.
- Control de temperatura: Termostato hidráulico ó en Electrónico digital.
- Elemento calefactor de NiCr.
- Rango de operación: De Temperatura ambiente a 80°C.
- Puerta interior en cristal.
- Exterior en lámina acero cold rolled terminado en esmalte al horno color arena (gris claro).
- Rejillas de servicio intercambiables.
- Ventila salida de aire.
- Botón de encendido y apagado.
- Foco piloto.
- 127 Volts, o en 220 Volts.



### ACCESORIOS OPCIONALES

- ✓ Charolas en acero inoxidable.
- ✓ Contacto eléctrico interior.
- ✓ Timer.
- ✓ Plataforma en acero inoxidable con pinzas matraz. (Para agitador)

### MODELOS ESPECIALES

Medida especial.  
Exterior en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS						
	CONVECCION POR GRAVEDAD					
MODELOS:	E - 33	E - 41	E - 51	E - 71	E - 82	E - 102
MEDIDA INTERIOR CM: (FRENTE x ALTO x FONDO)	33 X 30 X 28	41 X 40 X 32	51 X 46 X 46	71 X 46 X 46	82 X 72 X 52	102 X 82 X 62
CAPACIDAD EN LITROS:	27	52	108	150	307	518
CAPACIDAD PIES CUBICOS	1.0	1.8	3.8	5.3	10.8	18.3
TIPO DE TERMOSTATO:	Hidráulico ó Electrónico Digital.					
SENSIBILIDAD TERMOSTATO HIDRAULICO:	1°C +/-					
SENSIBILIDAD TERMOSTATO ELECTRONICO DIGITAL:	0.5°C +/-					
RANGO DE TEMPERATURA:	Temperatura ambiente a 80°C.					
NUMERO DE PUERTAS EXTERIOR (METALICAS)	1			2		
REQUERIMIENTO ELECTRICO:	127 V. 50/60Hz ó 220V. 50/60Hz					

### ECF: CIRCULACIÓN DE AIRE:

El flujo de aire es proporcionado por un ventilador para una óptima recirculación de aire dentro de la cámara.

**ESTUFA DE CULTIVO**

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>						
<b>CIRCULACION FORZADA</b>						
<b>MODELOS:</b>	<b>ECF -41</b>	<b>ECF -51</b>	<b>ECF - 62</b>	<b>ECF -71</b>	<b>ECF - 82</b>	<b>ECF -102</b>
<b>MEDIDA INTERIOR CM: (FRENTE x ALTO x FONDO)</b>	41 X 40 X 32	51 X 46 X 46	62 X 52 X 42	71 X 46 X 46	82 X 72 X 52	102 X 82 X 62
<b>CAPACIDAD EN LITROS:</b>	52	108	135	150	307	518
<b>CAPACIDAD PIES CUBICOS</b>	1.8	3.8	4.7	5.3	10.8	18.3
<b>TIPO DE TERMOSTATO:</b>	<b>Hidráulico ó Electrónico Digital.</b>					
<b>SENSIBILIDAD TERMOSTATO HIDRAULICO:</b>	<b>1°C +/-</b>					
<b>SENSIBILIDAD TERMOSTATO ELECTRONICO DIGITAL:</b>	<b>0.5°C +/-</b>					
<b>RANGO DE TEMPERATURA:</b>	<b>Temperatura ambiente a 80°C.</b>					
<b>NUMERO DE PUERTAS EXTERIOR (METALICAS)</b>	<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>REQUERIMIENTO ELECTRICO:</b>	<b>127 V. 50/60Hz</b>			<b>ó 220V. 50/60Hz</b>		

**IMAGEN**



**ECF - 33**  
Termostato Hidráulico.



**E - 51**  
Termostato Hidráulico.



**ECF-82**  
Termostato Electrónico Digital.

